




CARE

**Prothese-productie in Bad Tölz**

---

*SEMINAR*

# Borstprothesen



# Productbespreking



# Bewerken van mallen



# Vervaardiging van Aluvormen



# Vorbereitung van polyurethaan-folie



## Hier wordt de folie samengeperst






# Testen van de siliconen



## Inleggen van folie in de Alu-vorm





# Vormen worden met perslucht gesloten





## Vullen van de vorm



# Vulcontrole



# Stapelen van de vormen





## Kijkje in de oven




## Uit de oven in afkoelbad



# Uitnemen van de prothesen





## Hier worden de prothesen gewassen




## Afknippen van de overtollige folie




# De eerste Prothese-BH – patent einde 1968

Dr. Helbig's  
**Anita**  
KORREKTUR




Der Vorderschluß-Büstenhalter „Anita-Korrektur“ ist aus Baumwollmaterial mit eleganter Stickerei gearbeitet. Das Netzgewebe des Innenteils ist besonders luftdurchlässig und garantiert dafür, daß die Operationsnarbe gesund bleibt.

Eine elastische Tasche nimmt die Brustprothese auf. Es kann sowohl eine Feststoff- als auch eine Flüssigkeitsprothese verwendet werden, die nach der Größe der noch vorhandenen Brust ausgewählt wird.




In Deutschland werden jährlich rund 60.000 Brustamputationen durchgeführt. Ein Grund zur Resignation besteht bei diesem Eingriff nicht, denn die Sorgen der Frauen um ihre Figur können nun viel leichter behoben werden als bisher.

Anita-Korrektur, der medizinisch-richtige BH nach Brustoperationen und die entsprechende Brustprothese bieten die Gewähr, daß die körperliche Veränderung von außen in keiner Weise wahrzunehmen ist. Dadurch fühlt man sich schon bald wieder so selbstbewußt und unbefangen wie früher.



Damit die oftmals von der Operationsnarbe ausgehenden dunklen Adern gleichfalls abgedeckt werden, reicht der Büstenhalter verhältnismäßig weit nach oben. Er vermittelt eine natürliche und vollkommene Form.

Ein Haftband am unteren Rand sorgt dafür, daß der Büstenhalter mit der Brustprothese weder nach oben noch seitlich verrutschen kann. Dadurch erhält auch das Vorderteil einen absolut festen Sitz.



# Film prothesefabrik



Anita, Bad Tölz  
Prostheses production site